

# Corso di montaggio in protesi mobile totale secondo la metodica del Prof. Dr. A. Gerber

---



<b>Relatore</b>	Odont. Ivano Bortolini
<b>Luogo</b>	Laboratorio Bortolini Via Driovilla n°5 31050 Miane (TV)
<b>Data</b>	Venerdì e Sabato, 13 e 14 aprile 2012
<b>Durata</b>	2 giorni
<b>Quota di partecipazione</b>	450 euro + iva (pranzo incluso)
<b>Numero di partecipanti</b>	minimo 4, max. 6 persone
<b>Iscrizione</b>	da effettuarsi al 0438-960052, ivanobortolini@gmail.com

## Descrizione del corso

Tutti gli argomenti saranno trattati teoricamente con supporti audiovisivi che descriveranno le varie fasi per la corretta esecuzione del montaggio.

**Partecipanti:** Eseguiranno il montaggio completo di due protesi totali, su un caso reale da loro fornito, secondo criteri estetici e funzionali, tramite l'analisi dei modelli, in rapporto dente a dente multilocalmente stabile. La modellazione anatomica del corpo protesico in cera. Esecuzione del portaimpronte individuale.

## Criteri di ammissione al corso

Odontotecnici ed odontoiatri con una sufficiente conoscenza della materia e la motivazione per fornire massima funzionalità e naturalezza a questi corpi protesici così estranei e difficili da far accettare i pazienti.

## Da portare al corso

I partecipanti dovranno munirsi di camice, spatoline, matita, frese per la modifica della forma e occlusione dei denti in composito. Portare il proprio caso già montato in articolatore con arco facciale registrato sul piano di camper.

**Portare il proprio caso già montato in articolatore con arco facciale registrato sul piano di camper.**

**Nel caso non ne siate in possesso si provvederà a fornirlo avvisando per tempo.**

**I partecipanti dovranno portare le stecche denti NFC con posteriori Condyloform® Il scelte per il caso.**

**L'organizzazione fornirà il materiale necessario per il montaggio e rimborserà al partecipante una bocca completa NFC.**