

Corso di protesi totale

Sulla metodica dell'Prof. Dr. A. Gerber



Relatore	Signor Nadalini Davide
Luogo	Laboratorio Nadalini Via Stalingrado 101 40128 Bologna
Data	Venerdì e Sabato, 26 e 27 ottobre 2012
Durata	Due giorni (o più a secondo delle esigenze die corsisti)
Quota di partecipazione	450.00 euro più IVA a persona
Numero di partecipanti	8 persone max
Termine d'iscrizione	28 settembre 2012 L'iscrizione va effettuata presso il Signor Nadalini, Telefono 347/3176011.

Descrizione del corso

Il corso prevede una parte teorica, in cui è spiegato il razionale delle diverse fasi costruttive della protesi totale, e una parte pratica con l'esecuzione delle stesse fasi, dallo sviluppo del modello, alla costruzione delle basi di registrazione, al montaggio in articolatore, fino al montaggio dei denti, e la rifinitura delle protesi.

Contenuto del corso

Parte teorica: Impiego dell'articolatore Condylator, descrizione e scelta dei denti Condyliform® in composito (NFC®) o ceramica, montaggio in articolatore con arco facciale, razionale del montaggio degli elementi frontali e diatorici.

Parte pratica: Analesi dei modelli, realizzazione dei portaimpronta individuali, realizzazione delle basi di registrazione, montaggio in articolatore, montaggio dei denti, modellazione del corpo protesico, muffola, caratterizzazione delle flange, tiratura del corpo protesico rispettando la morfologia della bocca.

Obiettivo del corso

Sviluppare le fasi tecniche necessarie alla realizzazione di una protesi totale con caratteristiche individuali in base alle esigenze del odontoiatra e del paziente.

Criteri di ammissione al corso

Avere conoscenza di base sulla protesi totale in genere.

Da portare al corso

Camice e propri strumenti per la modellazione del corpo protesico.
Il materiale di consumo è fornito da noi.